



Intérêt

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

Préconisations pour le prélèvement

A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles.

- ⇒ Décoller le scotch de son support.
- ⇒ Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- ⇒ Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.
- ⇒ Renouveler l'opération avec le second scotch.
- ⇒ Replacer les 2 lames dans l'étui.
- ⇒ Identifier l'étui en notant le **NOM** et **PRENOM**, si cela n'a pas été fait par le laboratoire ainsi que **la date et l'heure du prélèvement.**

L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais.