



## Intérêt

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures.

## Préconisations pour le prélèvement

### ● 3 heures avant le lever habituel

- ⇒ Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
- ⇒ Boire un grand verre d'eau.
- ⇒ **Noter sur l'étiquette du flacon** fourni par le laboratoire le **NOM** et **PRENOM** ainsi que la date et l'heure.
- ⇒ Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

### ● 3 heures après (le plus exactement possible)

- ⇒ Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.
- ⇒ **Noter l'heure de miction des urines sur l'étiquette du flacon.**



**Si des urines doivent être émises avant la fin des 3 heures, recueillir ces urines dans le flacon.**

**Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais.**